

MODELO	MIO-CARE	
VERSION	FITNESS (55 PRG)	
INCLUYE		
• Electroterapia TENS y EMS con pantalla gráfica • 2 cables de electrodos con 4 conexiones (total 8 electrodos conectables) • electrodos adhesivos pregelados • batería interna Ni-Mh recargable con nueva tecnología LL (long lasting) de baja autodescarga • cargador de la batería interna • pinza de enganche al cinturón • manual de uso e manual de colocación de los electrodos • bolsa de transporte		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:		
• Electroterapia de 2 canales independientes con la posibilidad de conectar hasta 8 electrodos; • generador de onda cuadrada bifásica compensada. La cantidad de corriente que circula entre positivo y negativo es igual y constante, evitando el peligroso efecto polar posible si se estimula con una onda no compensada; • funcionamiento asíncrono de los canales de estimulación (lipólisis, agonista-antagonista, contracciones tónicas y fásicas, masaje profundo); • digital con teclado simple e intuitivo; • instrucciones sobre el programa en curso y el tiempo restante visible directamente en la pantalla; • funcionamiento con batería interior recargable (extraíble); • display retroiluminado; • intensidad máxima 200 mApp; • dispositivo médico certificado CE0476.		
ESTIMULACIÓN ALTERNA DE DOS CANALES		
El aparato es capaz de generar pulsos alternos en los dos canales a fin de producir las contracciones o la estimulación secuencial. Esta característica permite un uso eficaz en la estética para la lipólisis y en el deporte para la formación de los músculos agonistas o masaje secuencial. La gran potencia que puede generar, se puede utilizar también para los deportes más exigentes.		
20 programas medicos	15 programas belleza	20 programas fitness
Tens convencional (rápido)	Fortalecimiento miembros superiores y tronco	Calentamiento
Tens endorfinica (retrasada)	Fortalecimiento miembros inferiores	Resistencia miembros superiores y tronco
Tens con valores máximos	Tonificación miembros superiores y tronco	Resistencia miembros inferiores
Antiinflamatorio	Tonificación miembros inferiores	Fuerza resistente miembros superiores y tronco
Cervicalgia/cefalea miotensiva	Definición miembros superiores y tronco	Fuerza resistente miembros inferiores
Lumbalgia/ciatalgia	Definición miembros inferiores	Fuerza básica miembros superiores y tronco
Distorsiones/contusions	Modelación	Fuerza básica miembros inferiores
Vascularización	Microlifting	Fuerza veloz miembros superiores y tronco
Relajante	Lipólisis abdomen	Fuerza veloz miembros inferiores

Hematomas	Lipólisis muslos	Fuerza explosiva miembros superiores y tronco
Prevención atrofia	Lipólisis glúteos y caderas	Fuerza explosiva miembros inferiores
Prevención atrofia	Lipólisis brazos	Capilarización profunda
Dolores mano y muñeca	Elasticidad tejidos	Recuperación muscular
Estimulación plantar	Capilarización	Agonista-antagonista
Epicondilitis	Pesadez de las piernas	Contracciones tónicas secuenciales miembros superiores y tronco
Epitrocleitis		Contracciones tónicas secuenciales miembros inferiores
Periartritis		Contracciones fásicas secuenciales miembros superiores y tronco
Microcorriente		Contracciones fases secuenciales miembros inferiores
Incontinencia por esfuerzo (sonda escl.)		Relajante
Inco Incontinencia por urgencia (sonda escl.)		Masaje profundo
Dimensiones: 114 X 68 X 26 mm		