

MODELO	MIO-CARE	
VERSIÓN	PRO (63 PROGRAMAS)	
EQUIPO MIO-CARE - Electroterapia TENS y NEMS con pantalla gráfica 2 cables de conexión de los electrodos con 4 salidas (en total se pueden conectar 8 electrodos) - electrodos adhesivos pre-gelificados - Batería interna recargable de Ni-Mh con nueva tecnología LL (long-lasting) a baja auto-descarga - Cargador - Clip para el cinturón - Manual de uso y manual de posiciones de los electrodos - Bolsa de transporte		
		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: - Electroterapia de 2 canales independientes con posibilidad de conectar hasta ocho electrodos; - generador de onda cuadrada bifásica compensada: la cantidad de corriente que pasa del polo positivo al negativo es igual y constante. De este modo se evita el peligroso efecto térmico de polarización que puede provocar una onda de estimulación no compensada; - programas TENS – NEMS – BEAUTY; 13 memorias libres TENS – NEMS; - teclado digital con controles sencillos e intuitivos; - instrucciones sobre el programa el curso y el tiempo restante directamente en pantalla; - funciona con una batería interna recargable (extraíble); - pantalla retro iluminada; - intensidad máxima de 200 mApp; - certificado CE0476 de Dispositivos Médicos		
14 Programas TENS	21 Programas NEMS	15 Programas BELLEZA
Tens rápido	Calentamiento	Fortalecimiento miembros superiores y tronco
Tens endorfinico	Resistencia extremidades superiores y tronco	Fortalecimiento miembros inferiores
Tens de valores máximos	Resistencia extremidades inferiores	Tonificación miembros superiores y tronco
Anti-inflamatorio	Fuerza resistente de las extremidades superiores y tronco	Tonificación miembros inferiores
Dolor de cuello / cefalea miotensiva	Fuerza resistente extremidades inferiores	Definición miembros superiores y tronco
Lumbalgia/ciática	Fuerza básica extremidades superiores y tronco	Definición miembros inferiores
Esguinces/contusiones	Fuerza básica extremidades inferiores	Modelación
Vascularización	Fuerza veloz extremidades superiores y tronco	Microlifting
Descontracturante	Fuerza veloz extremidades inferiores	Lipólisis abdomen
Dolor de mano y muñeca	Fuerza explosiva extremidades superiores y tronco	Lipólisis muslos
Estimulación plantar	Fuerza explosiva extremidades inferiores	Lipólisis glúteos y caderas
Epicondilitis	Capilarización profunda	Lipólisis brazos
Epitroclea	Recuperación muscular	Elasticidad tejidos
Periartritis	Agonista-antagonista	Capilarización
13 MEMORIAS LIBRES	Contracciones tónicas secuenciales extremidades superiores y tronco	Pesadez de las piernas
5 memorias libres TENS	Contracciones tónicas secuenciales extremidades inferiores	
7 memorias libres NEMS	Contracciones fásicas secuenciales extremidades superiores y tronco	

MEDICAL DIVISION		GROUP 00
1 TEST de batería	Contracciones fásicas secuenciales extremidades inferiores	
	Descontracturante	
	Masaje profundo	
	EMS	
Dimensiones: 114 X 68 X 26 mm		