

MODELO	MIO-PERISTIM	
EQUIPO - Electroterapia TENS/NEMS/FES con pantalla gráfica 2 cables de conexión de los electrodos con 4 salidas (en total se pueden conectar 8 electrodos) - Electrodos adhesivos pre-gelificados - Batería interna recargable de Ni-Mh con nueva tecnología LL (long-lasting) a baja auto-descarga - Cargador - Clip para el cinturón - Manual de uso y manual de posiciones de los electrodos - Bolsa de transporte		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: - Electroterapia de 2 canales independientes con posibilidad de conectar hasta ocho electrodos; - generador de onda cuadrada bifásica compensada: la cantidad de corriente que pasa del polo positivo al negativo es igual y constante. De este modo se evita el peligroso efecto térmico de polarización que puede provocar una onda de estimulación no compensada; 9 programas de INCONTINENCIA (urinaria y fecal); 14 programas TENS; 13 memorias libres TENS-NEMS; - teclado digital con controles sencillos e intuitivos; - instrucciones sobre el programa el curso y el tiempo restante directamente en pantalla; - funciona con una batería interna recargable (extraíble); - pantalla retro iluminada; - intensidad máxima de 200 mApp; - certificado CE0476 de Dispositivos Médicos MIO-PERISTIM es un dispositivo diseñado y dedicado especialmente al tratamiento y cuidado de los problemas asociados con la incontinencia urinaria y fecal.		
14 Programas TENS	9 Programas INCONTINENCIA	13 MEMORIAS LIBRES
Tens rápido	Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1	TENS libre 1
Tens endorfinico	Incontinencia urinaria de esfuerzo 2	TENS libre 2
Tens de valores máximos	Incontinencia urinaria de esfuerzo 3	TENS libre 3
Anti-inflamatorio	Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1	TENS libre 4
Dolor de cuello / cefalea miotensiva	Incontinencia urinaria de urgencia 2	TENS libre 5
Lumbalgia/ciática	Incontinencia urinaria de urgencia 3	NEMS libre 1
Esguinces/contusiones	Incontinencia urinaria mixta y fecal 1	NEMS libre 2
Vascularización	Incontinencia urinaria mixta 2	NEMS libre 3
Descontracturante	Incontinencia urinaria mixta 3	NEMS libre 4
Dolor de mano y muñeca		NEMS libre 5
Estimulación plantar		NEMS alterno 1
Epicondilitis		NEMS alterno 2
Epitroclea		Test de batería
Periartritis		
Dimensiones: 114 X 68 X 26 mm		