

MODELO	MIO-VEIN	
VERSION	ELECTROTHERAPIA FES	
PRODUCTO INCLUYE: • MIO-VEIN • 2 canales independientes • 2 cables de Electrodo • 4 electrodos pregelados • Clip Cargador de la batería interna • Pinza de enganche al cinturón • Batería interna Ni-Mh recargable con nueva tecnologia LL (long lasting) de baja autodescarga • Cargador de la batería interna • Manual de uso • Bolsa de transporte		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Electroterapia combinada de 2 canales independientes con la posibilidad de conectar hasta 8 electrodos; • Digital con teclado simple e intuitivo; • Intensidad regulable; • instrucciones sobre el programa en curso y el tiempo restante visible directamente en pantalla; • Display retroiluminado; • Programa FES memorizado; • Funcionamiento con batería interior recargable; • Intensidad máxima 60 MA; • Longitud de impulso de la forma de onda 30-240 µs; • Dispositivo médico certificado CE0476		
¿POR QUÉ ESTIMULAR LA MUSCULATURA DE LA PANTORRILLA? Mio-Vein es el nuevo aparato de 2 canales capaz de estimular la musculatura de la pantorrilla y ayudar de este modo a mejorar la circulación venosa. Mio-Vein activa la contracción de los músculos de la pantorrilla que promueven la compresión de las venas superficiales y profundas y por lo tanto facilitan el ascenso de la sangre hacia el corazón. Mi-Vein puede ser utilizado no sólo para facilitar la correcta circulación venosa sino también como instrumento de prevención de la insuficiencia venosa y la trombosis venosa profunda. También es posible su utilización en casos de edemas a los miembros inferiores, úlceras venosas y otras molestias venosas. Mi Vein representa, por fin, un importante instrumento de ayuda a la terapia elastocompresiva, medias u otro tipo de vendajes, y por lo tanto para el tratamiento de la estasis venosa.		
Dimensiones: 114 x 68 x 26 mm		