

MODELO	I-TECH PHYSIO		
EQUIPO: - Dispositivo con pantalla gráfica de 2 canales 2 cables de conexión para la transmisión de los impulsos eléctricos 2 cables divisores para duplicar el área de cobertura de los electrodos - Electrodos adhesivos pre-gelificados - Kit de iontoforesis (electrodos de silicona, esponja porta electrodos, banda elástica de fijación de los electrodos) - Batería recargable extraíble - Cargador - Manual de usuario - Manual de posicionamiento de los electrodos - Bolsa de transporte			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: 2 canales independientes - Onda cuadrada bifásica compensada - Onda cuadrada monofásica - Onda interferencial, Kotz - Dispositivo programable - Intensidad máxima de 200 mApp - Pantalla retro iluminada - Clip de cinturón - Batería interna recargable de Ni-Mh con nueva tecnología LL (long-lasting) a baja auto descarga - Certificación CE0476 de Dispositivos Médico. Dispositivo profesional con una amplia gama de protocolos para el tratamiento del dolor, rehabilitación muscular y estética.			
14 Programas TENS		15 Programas BELLEZA	27 Programas REHA
Tens rápido		Fortalecimiento miembros superiores y tronco	Iontoforesis L (baja)
Tens endorfinico		Fortalecimiento miembros inferiores	Iontoforesis M (media)
Tens de valores máximos		Tonificación miembros superiores y tronco	Iontoforesis H (alta)
Anti-inflamatorio		Tonificación miembros inferiores	Microcorriente
Dolor de cuello / cefalea miotensiva		Definición miembros superiores y tronco	Hematomas
Lumbalgia/ciática		Definición miembros inferiores	Edemas
Esguinces/contusiones		Modelación	TENS modulada
Vascularización		Microlifting	TENS tipo burst
Descontracturante		Lipólisis abdomen	Prevención de la atrofia
Dolor de mano y muñeca		Lipólisis muslos	Atrofia
Estimulación plantar		Lipólisis glúteos y caderas	AASW * 50 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Epicondilitis		Lipólisis brazos	AASW * 100 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Epitroclea		Elasticidad tejidos	AASW * 150 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Periartritis		Capilarización	AASW * 200 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
		Pesadez de las piernas	AASW * 250 ms * 0,2 / 0,5 / 1 Hz

SK283-00

21 Programas NEMS		SW ** 50 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Calentamiento	13 MEMORIAS LIBRES	SW ** 100 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Resistencia extremidades superiores y tronco	TENS libre 1	SW** 150 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Resistencia extremidades inferiores	TENS libre 2	SW** 200 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Fuerza resistente de las extremidades superiores y tronco	TENS libre 3	SW** 250 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Fuerza resistente extremidades inferiores	TENS libre 4	Interferencial
Fuerza básica extremidades superiores y tronco	TENS libre 5	TENS con modulación de amplitud
Fuerza básica extremidades inferiores	NEMS libre 1	TENS alterna
Fuerza veloz extremidades superiores y tronco	NEMS libre 2	TENS con modulación de frecuencia 1
Fuerza veloz extremidades inferiores	NEMS libre 3	TENS con modulación de frecuencia 2
Fuerza explosiva extremidades superiores y tronco	NEMS libre 4	TENS con amplitud/frecuencia moduladas
Fuerza explosiva extremidades inferiores	NEMS libre 5	Onda Kotz
Capilarización profunda	NEMS alterno 1	
Recuperación muscular	NEMS alterno 2	
Agonista-antagonista	Test de batería	
Contracciones tónicas secuenciales extremidades superiores y tronco	9 Programas INCONTINENCIA	
Contracciones tónicas secuenciales extremidades inferiores	Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1	
Contracciones fásicas secuenciales extremidades superiores y tronco	Incontinencia urinaria de esfuerzo 2	
Contracciones fásicas secuenciales extremidades inferiores	Incontinencia urinaria de esfuerzo 3	
Descontracturante	Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1	
Masaje profundo	Incontinencia urinaria de urgencia 2	
EMS	Incontinencia urinaria de urgencia 3	
	Incontinencia urinaria mixta y fecal 1	
	Incontinencia urinaria mixta 2	
	Incontinencia urinaria mixta 3	

*Anti Accomodation Square Wave

**Square wave