

MODELO	ORTHOMAG	
VERSIÓN	MAGNETOTERAPIA BAJA FRECUENCIA ALTA INTENSIDAD	
EQUIPO: • dispositivo ORTHOMAG; • cargador de batería (cable de 1.5m aproximadamente); • manual de uso y mantenimiento; • aplicador universal flexible (cable de 1.5m aproximadamente); • bolsa de transporte; • imán para las pruebas de emisión; • bandas de fijación elásticas (tallas S y L) • cargador de coche (opcional)		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

- Aplicador universal flexible
- Batería recargable de litio
- 2 programas (50 Hz – 75 Hz)
- Hasta 25 Gauss por programa
- Dispositivo médico certificado.

Orthomag es el primer dispositivo profesional de magnetoterapia a baja frecuencia (CEMP) para usar en cualquier sitio:

- Alimentado mediante batería (en movimiento).
- Conectado al encendedor del coche o camión.
- Conectado a la toma de corriente en casa o la oficina.

Los aplicadores de Orthomag son únicos en su género. Son ligerísimos, cómodos de colocar y retirar y **FLEXIBLES**, y se adaptan perfectamente a la fisiología de tu cuerpo. Ningún aplicador de magnetoterapia a baja frecuencia del mercado goza de un espesor y un peso tan reducidos.

Se dobla para adaptarse a la forma de tu cuerpo.

Resuelve definitivamente los problemas de **peso, tamaño y flexibilidad**. Orthomag dispone de dos programas (50-75Hz) para el tratamiento de **trastornos del tejido óseo y problemas relacionados con estados inflamatorios**.