

MODELO	LASER TERAPIA I-TECH LA8000	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: • Fuente de alimentación: 110-230Vac, 50-60Hz, $\pm 10\%$ • Potencia máxima: 8 W $\pm 20\%$ • Potencia de salida seleccionable: 1 ÷ 8 W • Longitud de onda de emisión del diodo láser: 980nm • Funcionamiento continuo o intermitente • Frecuencia de emisión 10 Hz ÷ 10 KHz • Tiempo de terapia 1 ÷ 30 minutos • Programas preconfigurados 30 • Memoria libre 10 (5 trigger + 5 scan) • Parámetros configurables: Julios, tiempo, frecuencia, potencia, duty cycle, área, puntos. • Modo pulsado (duty cycle): 10% - 90% • Pedal para iniciar el tratamiento • Aplicador de fibra óptica • Dispositivo médico certificado CE0476 • Dimensiones 300x150x120mm		 Acessórios standard incluídos 
PRINCIPALES APLICACIONES: • Poliartritis • Epicondilitis/Epitrocleititis • Gonalgia • Miositis • Edemas • Ciatalgia/Lumbalgia • Distorsiones en las articulaciones • Tenosinovitis crónica • Distensiones/desgarros musculares • Patologías de sobrecargas • Equimosis • Bursitis • Artritis degenerativa • Capsulitis adhesiva • Fenómenos artrósicos • Secuelas traumáticas • Cicatrices • Dolores reumático		

I-TECH LA 8000 es un dispositivo de laser terapia que proporciona una rápida intervención en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y degenerativas en el campo de la ortopedia, neurológicas y dermatológicas.

Con **I-TECH LA 8000** el operador profesional puede administrar de forma independiente la potencia (hasta 8.000 mW), el tiempo de tratamiento, la energía (julios) y la frecuencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas de cada paciente. Gracias a su alto rendimiento i-Tech 8000 IA reduce significativamente el tiempo de curación.